

Hallo
Zukunft!



- sicher
- schnell
- sparsam
- umweltfreundlich
- materialschonend
- anwenderorientiert

hospyWipes

Die Wischdesinfektion "hospyWipes" ist ein modulares Hygienesystem, das Ihren Arbeitsablauf in der Praxis optimiert. Die hospyWipes-Tücher sind bei der Entnahme bereits mit Desinfektionslösung getränkt und sofort einsatzbereit. Zeitaufwändiges und gesundheitsschädliches Zerstäuben des Desinfektionskonzentrates entfällt. Der Anwender ist keiner schädlichen Aerosolwolke ausgesetzt, da das System ohne Zerstäuber auskommt.

So funktioniert das HospyWipes Hygienesystem

Das hospyWipes System ist ein modular aufgebautes Hygienesystem. In seinen Hauptkomponenten besteht das hospyWipes System aus einem Dosiereimer mit Tragegriff, einer Tuchrolle sowie einem Desinfektionskonzentrat.



Hightech Micro-Loch-Vliestuch

Fein strukturierte, extrem reiß- und abrissfeste Tücher, die frei von Chemie und Kunstfasern sind.

Die Micro-Loch-Vliestücher zeichnen sich durch ein hohes Saugvolumen und eine ausgezeichnete Sauggeschwindigkeit aus.

Tuchgröße: Classic 18 x 14 cm



VIREX BASIC Konz. SD 200

Ein hervorragend materialverträgliches Wischdesinfektionsmittel für besonders empfindliche Oberflächen wie zum Beispiel Plexiglasflächen oder alkoholempfindliche Oberflächen.

Auch geeignet für Anwender, die sensibel auf alkohalhaltige Schnelldesinfektionsmittel reagieren.

Eine Flasche VIREX BASIC Konz. SD 200 (150ml) reicht für die Füllung eines Dosiereimers mit 600 Classic-Tüchern.



hospyWipes quattro down

Wischdesinfektionstücher im quadratischen Dosiereimer mit Tragegriff. Für 600 Classic-Tücher geeignet.



Die mit VIREX BASIC Konz. SD 200 getränkten Wischtücher garantieren höchste Hygiene:

keine Kreuzkontamination

für alle Oberflächen geeignet

sofort einsatzbereit zur Hand

sekundenschnelle Wirkung

fusselfrei und reißfest

HospyWipes Zubehör



104 037 hospyWipes Dispenser Plast

Wandspender zur Befüllung mit 1 Eimer quattro down inklusive Tücher, getränkt mit Desinfektionslösung.

Material: Kunststoff weiß.



104 033 hospyWipes Wandhalter Up

Wandhalter zum Einbringen eines Dosiereimers quattro up. Tuchentnahme von oben.

Material: Stahl pulverbeschichtet, Farbe: weiß.



104 034 hospyWipes Wandhalter Down

Wandhalter zum Einbringen des Dosiereimers quattro down, Tuchentnahme nach unten.

Material: Stahl pulverbeschichtet, Farbe: weiß.

HospyWipes Liefergebinde

104 000 hospyWipes Set Classic Down VE3

3 x Eimer quattro Down, 3 Tuchrollen Classic, 3x VIREX BASIC Konz. SD 200

104 012 Nachfüllgebinde hospyWipes Classic + VIREX BASIC Konz. SD 200 VE12

12 Tuchrollen Classic, 12x VIREX BASIC Konz. SD 200



icmedical

+49 (0)7181 70 60 - 0

www.icmedical.de

info@icmedical.de